

VINNO M50

Alto desempenho e alta definição
com design inovador

Com recursos avançados dedicados a saúde da mulher e excepcional qualidade de imagem, o VINNO M50 proporciona maior confiança clínica em todos os exames ginecológicos e obstétricos.



LED

Monitor LED
19" ajustável



Armazenamento
de 1 TB



Configuração padrão

Plataforma RF inovadora (melhor resolução e definição);
Monitor LED 19" ajustável;
Sistema operacional Windows;
Painel com teclas retroiluminadas interativas;
Tela touch screen 10" capacitiva;
Painel giratório com ajuste de altura;
Gravador de DVD-RW;
Armazenamento de 1TB;
Três portas de sondas ativas;
Portas USB, LAN, DVI;
B, B/M, B/BC, 2B, 4B;
M, PW, CFM, PDI, DPDI;
Auto Frequência (Modo B e Doppler);
Auto Inverte (direção de fluxo e Doppler);
Duplex, Triplex;
Auto Trace (PW/CW);
Auto OB (BPD, OFD, HC, AC, FL);
Medição automática do volume da bexiga;
TView (imagem trapezoidal);
VFusion (Imagem composta);
VSpeckle (filtro de redução de ruídos);
VTissue (processamento avançado de imagens);
Zoom RF e imagem em tela cheia;
SGC (compensação de ganho lateral);
Otimização automática (Modo B e Doppler);
Harmônica de pulso invertido;
Easy Compare (fácil comparação de imagem);
Gerenciamento de dados do paciente;
Pacote de medidas e anotação;
Body mark (marca de corpo);
Tensão de entrada bivolt automático;
Software e manual em Português.
Transdutores (acompanha): Convexo F2-5C, Endocavitário F4-9E, Linear F4-12L.

Configuração opcional

Radiologia/Vascular/GO/OB:

Elastografia, Pview (imagem panorâmica em tempo real), Aprimoramento de Agulhas, Auto Folículo 2D, Imagem de Contraste (CBI).

Cardiologia:

Stress Echo, MAM (Modo M multiângulo), CWD, Auto EF (medida automática da fração de ejeção), ECG, Pacote completo de medição cardíaca.

Tecnologia 3D/4D:

MCut (exibição tomográfica), Magic Cut (corte mágico), Free View (Visão livre) 3D/4D em HQ (alta qualidade), Auto NT, STIC, Modo de Inversão, Função Smart Touch 3D/4D, Cálculo inteligente do volume em 3D, Auto Folículo 3D, Free 3D (sonda linear).

Conectividade:

DICOM 3.0, Flyinsono (VCloud), FTP, WiFi, Bluetooth.

Hardware:

Porta de sonda adicional, Adaptador Wireless, Adaptador Bluetooth, ECG, Teclado, Pedal USB, Aquecedor de Gel Externo, Guia de Biópsia.

Opção de Transdutores:

Micro convexo G4-9M, 3D/4D D3-6C, Setorial G1-4P, Setorial Pediátrico G3-10PX.

Registro na Anvisa: 80102512113

M50

